

# Protocole du chemin Médian

DURÉE DE L'EXPÉRIMENTATION : 6 minutes

## Matériel :

- Enceinte humaine
- Elève
- Console ExAO
- Capteurs à choisir en fonction des consignes et de la fiche de matériel d'ExAO à disposition
- Tuyaux, filtre antibactérien, embout buccal

## Protocole :

1. Mettre les capteurs dans les espaces prévus à cet effet de l'enceinte humaine
2. Se pincer le nez lors de l'acquisition
3. Paramétrer le logiciel (utilisation de la fiche d'aide correspondante)  
**Appeler le maître du jeu pour vérification**
4. Lancer l'acquisition (utilisation de la fiche d'aide correspondante)

**Enregistrer les résultats de l'expérimentation**

**Appeler le maître du jeu pour vérification**