

PROTOCOLE DE DILACÉRATION DE NERF DE GRENOUILLE**Matériel :**

- 1 paire de ciseaux fins
- 1 pince fine
- 1 lame et une lamelle
- Colorant : bleu de méthylène
- 1 épingle
-

Protocole :

1. Couper 1 cm de nerf
2. Poser le morceau de nerf sur la lame
3. Mettre une goutte de bleu de méthylène
4. Peigner le nerf à l'aide de l'épingle toujours dans le même sens
5. Placer la lamelle et veiller à ce qu'il n'y ai pas de colorant sur la lame ou la lamelle